



FR Calibrador Monlabtest® Turbidimetría	 
---	--

RF Calibrator Monlabtest® Turbidimetry	 
--	--

Determinación cuantitativa de Factores Reumatoides (FR)

Quantitative determination of Rheumatoid Factors (RF)

Para uso profesional de diagnóstico in vitro
 Conservar a 2-8°C

Only for professional in vitro diagnostic use
 Store at 2-8°C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El calibrador es un suero liofilizado de origen humano que contiene una concentración de FR adecuada para la calibración de determinaciones de FR por método turbidimétrico.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The calibrator is a lyophilised serum from human origin containing a RF concentration suitable to calibrate RF determinations by turbidimetry method.

REACTIVOS

FR-CAL	Calibrador. Suero humano. La concentración de FR viene indicada en la etiqueta del vial.
---------------	--

REAGENTS

RF Calibrator	Calibrator. Human serum. RF concentration is stated on the vial label.
----------------------	--

PRECAUCIONES

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

PRECAUTIONS

Components from human origin have been tested and found negative for the presence of HBsAg, HCV and antibody to HIV (1/2). However handle cautiously as potentially infectious.

CALIBRACIÓN

El valor de concentración del calibrador está estandarizado frente al Patrón Internacional de NIBSC 64/002.

CALIBRATION

The concentration value of the Calibrator has been standardized against the International Reference Standard from NIBSC 64/002.

PREPARACIÓN

Reconstituir (→) el liofilizado con 2,0 mL de agua destilada. Disolver mediante agitación suave. Evitar la formación de espuma. Reposar a temperatura ambiente 10 minutos antes de usarlo.

PREPARATION

Reconstitute (→) with 2,0 mL of distilled water. Mix thoroughly, avoiding foam forming. Bring to room temperature for about 10 minutes before use.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

El calibrador es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad.

STORAGE AND STABILITY

The calibrator is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.

Después de la reconstitución del vial, es estable 1 mes a 2-8°C o 3 meses a -20°C.

After reconstitution, stable for 1 month at 2-8°C or 3 months at -20°C.

PROCEDIMIENTO

Se utiliza en ensayos turbidimétricos.

PROCEDURE

To be used in turbidimetric assays.

PRESENTACIÓN

MO-165047 1 x 2 mL

PRESENTATION

MO-165047 1 x 2 mL