



Pruebas rápidas HCV



SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO



RightSign® Pruebas rápidas HCV en placa

Utilizando la última tecnología de Proteínas Recombinantes



Con una combinación de las Proteínas Recombinantes para las regiones Core, NS3, NS4 y NS5, RightSign HCV proporciona:

- Resultados precisos
- Rápidos resultados
- Fácil procedimiento

C	E1	E2	NS2	NS3	NS4	NS5
					A B	A B





MONLAB SL – Carrer Selva de Mar, 48
 08019 Barcelona - Spain
 Tel : Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894
 www.monlab.com - mn.atcliente@monlab.com






Pruebas rápidas HCV



Resultados precisos

Método	HCV EIA		Total resultados	
	Resultados	Positivo		Negativo
RightSign Pruebas rápidas HCV en placa.	Positivo	462	6	468
	Negativo	4	1585	1589
Total resultados		466	1591	2057
Sensibilidad: 99,1%		Especificidad: 99,5%		Precisión total: 99,4%

Fácil procedimiento



Información para pedidos

Ref	Producto	Muestra	Formato	Presentación
IHCV-C31	Pruebas rápidas HCV en placa	Suero / Plasma	Placa	25 tests

