



S. pneumoniae



SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

UNI-GOLD™ S. pneumoniae

La alternativa fiable y económica para
determinación de *S. pneumoniae* en
muestras de orina.



Una ayuda en el diagnóstico de las
pneumonías neumocócicas.



MONLAB SL – Carrer Selva de Mar, 48
08019 Barcelona - Spain
Tel : Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894
www.monlab.com - mn.atcliente@monlab.com





S. pneumoniae



SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO



En muestras de orina. En 15 minutos.
Sensibilidad analítica: 10⁵ cfu/mL


Resultados precisos

Método	Hemocultivo		Total resultados	
	Resultados	Positivo		Negativo
UNI-GOLD	Positivo	64	17	81
	Negativo	9	208	217
Total resultados		73	225	298

Sensibilidad: 87,7%

Especificidad: 92,4%

Fácil procedimiento



Información para pedidos

Ref	Producto	Muestra	Formato	Presentación
BBX1204420	Uni-Gold™ S. pneumoniae	Orina	Tira	20 tests



005

MONLAB SL – Carrer Selva de Mar, 48
08019 Barcelona - Spain
Tel : Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894
www.monlab.com - mn.atcliente@monlab.com

