

# Productos de Bioseguridad

**Aguja hipodérmica de seguridad SurGuard2™**

**Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®**

**Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® Versatus™**

**Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® Versatus™**

**Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® Versatus™**

**Sistema de extracción de sangre QUICK SAFE-TE con dispositivo de seguridad**

**Palomilla de extracción de seguridad Surshield®**

**Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®**

Productos de Bioseguridad

# Agujas Hipodérmicas de Seguridad

**Agujas hipodérmicas SurGuard2™**



**Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!**

| Código producto | Descripción                               | Código color  | Tamaño       |                | Unidades Caja | Uds. de envío |
|-----------------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|                 |   |               | Diámetro     | Longitud       |               |               |
| SG2+1825M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Rosa          | 18G (1.2mm)  | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+1838M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Rosa          | 18G (1.2mm)  | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+1925M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Beige         | 19G (1.1mm)  | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+1938M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Beige         | 19G (1.1mm)  | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+2025M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Amarillo      | 20G (0.9mm)  | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+2038M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Amarillo      | 20G (0.9mm)  | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+2125M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Verde         | 21G (0.8mm)  | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+2138M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Verde         | 21G (0.8mm)  | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+2225M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Negro         | 22G (0.7mm)  | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+2238M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Negro         | 22G (0.7mm)  | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+2325M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Azul          | 23G (0.65mm) | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+2338M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Azul          | 23G (0.65mm) | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+2516M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Naranja       | 25G (0.5mm)  | 5/8" (16 mm)   | 100           | 800           |
| SG2+2525M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Naranja       | 25G (0.5mm)  | 1" (25 mm)     | 100           | 800           |
| SG2+2538M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Naranja       | 25G (0.5mm)  | 1 1/2" (38 mm) | 100           | 800           |
| SG2+2613M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Marrón oscuro | 26G (0.45mm) | 1/2" (13 mm)   | 100           | 800           |
| SG2+2713M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Gris          | 27G (0.4mm)  | 1/2" (13 mm)   | 100           | 800           |
| SG2+3013M       | Aguja hipodérmica de seguridad Surshield® | Amarillo      | 30G (0.3mm)  | 1/2" (13 mm)   | 100           | 800           |


| Componentes           | Materiales                                   |
|-----------------------|--|
| Protección Surshield® | Polipropileno (PP) copolímero. Con colorante |
| Cuello                | Polipropileno (PP) copolímero                |
| Cono                  | Polipropileno (PP) copolímero. Con colorante |
| Cánula                | Acero inoxidable                             |
| Protector             | Polipropileno (PP) copolímero                |

*Esterilizado por haz de electrones  
Caducidad: 5 años*









# Set de Infusión de Seguridad

Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®



Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

| Código producto | Descripción                                     | Código color   | Unidades Caja | Unidades de envío |
|-----------------|---|--|---------------|-------------------|
| SV*S18BL30      | Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo® |  Rosa    | 50            | 800               |
| SV*S19BL30      | Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo® |  Marfil  | 50            | 800               |
| SV*S21BL30      | Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo® |  Verde   | 50            | 800               |
| SV*S22BL30      | Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo® |  Negro   | 50            | 800               |
| SV*S23BL30      | Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo® |  Azul    | 50            | 800               |
| SV*S25BL30      | Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo® |  Naranja | 50            | 800               |

| Código producto | Diámetro externo |     | Longitud mm | Espacio muerto Volumen ml | Longitud tubo mm |
|-----------------|------------------|-----|-------------|---------------------------|------------------|
|                 | Gauge            | mm  |             |                           |                  |
| SV*S18BL30      | 18               | 1.2 | 19          | 0.45                      | 300              |
| SV*S19BL30      | 19               | 1.1 | 19          | 0.45                      | 300              |
| SV*S21BL30      | 21               | 0.8 | 19          | 0.41                      | 300              |
| SV*S22BL30      | 22               | 0.7 | 19          | 0.41                      | 300              |
| SV*S23BL30      | 23               | 0.6 | 19          | 0.40                      | 300              |
| SV*S25BL30      | 25               | 0.5 | 19          | 0.40                      | 300              |

| Componentes          | Materiales            |
|----------------------|-----------------------|
| Protector Surshield® | Polipropileno         |
| Cánula               | Acero inoxidable      |
| Cono ala             | Cloruro de polivinilo |
| Tubo                 | Cloruro de polivinilo |
| Adaptador            | PMMA                  |
| Tapa de adaptador    | Polipropileno         |
| Protector            | Polietileno           |


*Esterilizado por óxido de etileno*

*Caducidad: 3 años*











# Catéter Periférico Intravenoso de Seguridad

**Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® Versatus™**



**Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!**

| Código producto | Descripción  | Código color   | Unidades Caja | Cartón de envío |
|-----------------|--|--|---------------|-----------------|
| SR+DS2419SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Amarillo | 50            | 200             |
| SR+DS2225SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Azul     | 50            | 200             |
| SR+DS2032SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Rosa     | 50            | 200             |
| SR+DS1832SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Verde    | 50            | 200             |
| SR+DS1845SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Verde    | 50            | 200             |
| SR+DS1745SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Blanco   | 50            | 200             |
| SR+DS1645SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Gris     | 50            | 200             |
| SR+DS1445SX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano |  Naranja  | 50            | 200             |

| Código producto | Diámetro externo |      | Diámetro interno | Longitud | Flujo |
|-----------------|------------------|------|------------------|----------|-------|
|                 | Gauge            | mm   |                  |          |       |
| SR+DS2419SX     | 24               | 0.74 | 0.55             | 19       | 29    |
| SR+DS2225SX     | 22               | 0.90 | 0.65             | 25       | 42    |
| SR+DS2032SX     | 20               | 1.00 | 0.75             | 32       | 59    |
| SR+DS1832SX     | 18               | 1.30 | 0.95             | 32       | 103   |
| SR+DS1845SX     | 18               | 1.30 | 0.95             | 45       | 96    |
| SR+DS1745SX     | 17               | 1.50 | 1.15             | 45       | 155   |
| SR+DS1645SX     | 16               | 1.75 | 1.35             | 45       | 225   |
| SR+DS1445SX     | 14               | 2.00 | 1.55             | 45       | 290   |


| Componentes                | Materiales   |
|----------------------------|--|
| Catéter                    | Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>  |
| Cono del catéter           | Polipropileno + master batch   |
| Cuña metálica              | Polioximetileno  |
| Cánula interna de la aguja | Acero inoxidable   |
| Cono aguja                 | Poliestireno butadieno copolímero  |
| Tapón Luer Lock            | Polipropileno  |
| Filtro hidrófobo           | Poliestireno butadieno copolímero  |
| Accesorio del filtro       | HD Polietileno   |
| Protector                  | Polietileno  |
| Protector Surshield®       | Protección: Polipropileno + master batch<br>Zona de agarre: Polisulfona<br>Pestaña de avance: Poliamida + master batch |

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*











# Catéter Periférico Intravenoso de Seguridad con Alas

Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® Versatus™



Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!



| Código producto | Descripción   | Código color   | Unidades Caja | Cartón de envío |
|-----------------|---|--|---------------|-----------------|
| SR+DS2419WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Amarillo | 50            | 200             |
| SR+DS2225WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Azul     | 50            | 200             |
| SR+DS2032WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Rosa     | 50            | 200             |
| SR+DS1832WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Verde    | 50            | 200             |
| SR+DS1845WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Verde    | 50            | 200             |
| SR+DS1745WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Blanco   | 50            | 200             |
| SR+DS1645WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Gris     | 50            | 200             |
| SR+DS1445WX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano |  Naranja  | 50            | 200             |

| Código producto | Diámetro externo |      | Diámetro interno | Longitud mm | Flujo ml/min |
|-----------------|------------------|------|------------------|-------------|--------------|
|                 | Gauge            | mm   | mm               |             |              |
| SR+DS2419WX     | 24               | 0.74 | 0.55             | 19          | 29           |
| SR+DS2225WX     | 22               | 0.90 | 0.65             | 25          | 42           |
| SR+DS2032WX     | 20               | 1.00 | 0.75             | 32          | 59           |
| SR+DS1832WX     | 18               | 1.30 | 0.95             | 32          | 103          |
| SR+DS1845WX     | 18               | 1.30 | 0.95             | 45          | 96           |
| SR+DS1745WX     | 17               | 1.50 | 1.15             | 45          | 155          |
| SR+DS1645WX     | 16               | 1.75 | 1.35             | 45          | 225          |
| SR+DS1445WX     | 14               | 2.00 | 1.55             | 45          | 290          |

| Componentes                | Materiales   |
|----------------------------|--|
| Catéter                    | Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>  |
| Cono catéter               | Polipropileno + master batch   |
| Cuña metálica              | Polioximetileno  |
| Cánula interna de la aguja | Acero inoxidable   |
| Cono de la aguja           | Poliestireno butadieno copolímero  |
| Tapón Luer Lock            | Polipropileno  |
| Filtro hidrófobo           | Poliestireno butadieno copolímero  |
| Accesorio del filtro       | HD Polietileno   |
| Protector                  | Polietileno  |
| Protector Surshield®       | Protección: Polipropileno + master batch<br>Zona de agarre: Polisulfona<br>Pestaña de avance: Poliamida + master batch |

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*











# Catéter Periférico Intravenoso de Seguridad con Puerto de Inyección

Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® Versatus™



Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

| Código producto | Descripción  | Código color   | Unidades Caja | Cartón de envío |
|-----------------|--|--|---------------|-----------------|
| SR+DS2419PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Amarillo | 50            | 200             |
| SR+DS2225PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Azul     | 50            | 200             |
| SR+DS2032PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Rosa     | 50            | 200             |
| SR+DS1832PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Verde    | 50            | 200             |
| SR+DS1845PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Verde    | 50            | 200             |
| SR+DS1745PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Blanco   | 50            | 200             |
| SR+DS1645PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Gris     | 50            | 200             |
| SR+DS1445PX     | Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano |  Naranja  | 50            | 200             |

| Código producto | Diámetro externo |      | Diámetro interno | Longitud | Flujo |
|-----------------|------------------|------|------------------|----------|-------|
|                 | Gauge            | mm   |                  |          |       |
| SR+DS2419PX     | 24               | 0.74 | 0.55             | 19       | 29    |
| SR+DS2225PX     | 22               | 0.90 | 0.65             | 25       | 42    |
| SR+DS2032PX     | 20               | 1.00 | 0.75             | 32       | 59    |
| SR+DS1832PX     | 18               | 1.30 | 0.95             | 32       | 103   |
| SR+DS1845PX     | 18               | 1.30 | 0.95             | 45       | 96    |
| SR+DS1745PX     | 17               | 1.50 | 1.15             | 45       | 155   |
| SR+DS1645PX     | 16               | 1.75 | 1.35             | 45       | 225   |
| SR+DS1445PX     | 14               | 2.00 | 1.55             | 45       | 290   |

| Componentes                 | Materiales   |
|-----------------------------|--|
| Catéter                     | Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>  |
| Cono catéter con alas       | Polipropileno  |
| Cuña metálica               | Polioximetileno  |
| Válvula puerto de inyección | Silicona de caucho (libre de látex)  |
| Cierre puerto de inyección  | Polipropileno + master batch   |
| Cánula interna de la aguja  | Acero inoxidable   |
| Cono de la aguja            | Poliestireno butadieno copolímero  |
| Tapón Luer Lock             | Polipropileno  |
| Filtro hidrófobo            | Poliestireno butadieno copolímero  |
| Accesorio del filtro        | HD Polietileno   |
| Protector                   | Polietileno  |
| Protector Surshield®        | Protección: Polipropileno + master batch<br>Zona de agarre: Polisulfona<br>Pestaña de avance: Poliamida + master batch |

Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años



# Portatubos de Seguridad para Muestras de Sangre

**Sistema de extracción de sangre QUICK SAFE-TE**



**Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!**

| Código producto | Descripción  | Código                                       | Unidades<br>Caja | Cartón de<br>envío |
|-----------------|--|--|------------------|--------------------|
| XX-VFHQSAF      | Portatubos de seguridad para extracción de sangre Venoject® QUICK FIT          | <input type="checkbox"/> Transparente        | 100              | 1000               |
| MN-2025HQSAF    | Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject® | <input checked="" type="checkbox"/> Amarillo | 25               | 200                |
| MN-2038HQSAF    | Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject® | <input checked="" type="checkbox"/> Amarillo | 25               | 200                |
| MN-2125HQSAF    | Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject® | <input checked="" type="checkbox"/> Verde    | 25               | 200                |
| MN-2138HQSAF    | Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject® | <input checked="" type="checkbox"/> Verde    | 25               | 200                |
| MN-2225HQSAF    | Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject® | <input checked="" type="checkbox"/> Negro    | 25               | 200                |
| MN-2238HQSAF    | Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject® | <input checked="" type="checkbox"/> Negro    | 25               | 200                |

| Código producto | Cánula externa |     | Longitud cánula |          |
|-----------------|----------------|-----|-----------------|----------|
|                 | Gauge          | mm  | mm              | Pulgadas |
| MN-2025HQSAF    | 20             | 0.9 | 25              | 1 ½ "    |
| MN-2038HQSAF    | 20             | 0.9 | 40              | 1"       |
| MN-2125HQSAF    | 21             | 0.8 | 25              | 1 ½ "    |
| MN-2138HQSAF    | 21             | 0.8 | 40              | 1"       |
| MN-2225HQSAF    | 22             | 0.7 | 25              | 1 ½ "    |
| MN-2238HQSAF    | 22             | 0.7 | 40              | 1"       |

| Componentes            | Materiales  |
|------------------------|---|
| <b>Portatubos</b>      |   |
| Portatubos             | Polipropileno   |
| Protector Surshield®   | Methylmetacrylate, acrylonitrile, estireno butadieno + master batch |
| Adaptador              | Polioximetileno   |
| <b>Aguja Venoject®</b> |   |
| Cánula                 | Acero inoxidable  |
| Cono                   | Polipropileno + master batch  |
| Agente adhesivo        | Pegamento epóxico   |
| Punta de goma          | Caucho  |
| Lubricante             | Aceite de silicona  |

*Esterilizado por óxido de etileno*  
*Caducidad para artículos MN-xxxxHQSAF: 2.5 años*



# Palomilla de Extracción de Seguridad

Palomilla de extracción de seguridad Surshield®



Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

| Código producto | Descripción   | Código color | Unidades Caja | Cartón de envío |
|-----------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| MN*SVS21BQ09    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT | Verde        | 50            | 800             |
| MN*SVS21BQ18    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT | Verde        | 50            | 800             |
| MN*SVS21BQ30    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT | Verde        | 50            | 800             |
| MN*SVS23BQ09    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT | Azul         | 50            | 800             |
| MN*SVS23BQ18    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT | Azul         | 50            | 800             |
| MN*SVS23BQ30    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT | Azul         | 50            | 800             |
| MN*SVS21BW09    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca  | Verde        | 50            | 800             |
| MN*SVS21BW18    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca  | Verde        | 50            | 800             |
| MN*SVS21BW30    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca  | Verde        | 50            | 800             |
| MN*SVS23BW09    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca  | Azul         | 50            | 800             |
| MN*SVS23BW18    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca  | Azul         | 50            | 800             |
| MN*SVS23BW30    | Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca  | Azul         | 50            | 800             |

| Código producto | Diámetro cánula externa |     | Longitud cánula | Longitud tubo |
|-----------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|
|                 | Gauge                   | mm  | mm              | mm            |
| MN*SVS21BQ09    | 21                      | 0.8 | 19              | 90            |
| MN*SVS21BQ18    | 21                      | 0.8 | 19              | 180           |
| MN*SVS21BQ30    | 21                      | 0.8 | 19              | 300           |
| MN*SVS23BQ09    | 23                      | 0.6 | 19              | 90            |
| MN*SVS23BQ18    | 23                      | 0.6 | 19              | 180           |
| MN*SVS23BQ30    | 23                      | 0.6 | 19              | 300           |
| MN*SVS21BW09    | 21                      | 0.8 | 19              | 90            |
| MN*SVS21BW18    | 21                      | 0.8 | 19              | 180           |
| MN*SVS21BW30    | 21                      | 0.8 | 19              | 300           |
| MN*SVS23BW09    | 23                      | 0.6 | 19              | 90            |
| MN*SVS23BW18    | 23                      | 0.6 | 19              | 180           |
| MN*SVS23BW30    | 23                      | 0.6 | 19              | 300           |

| Componentes          | Materiales            | Componentes | Materiales            |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Protector Surshield® | Polipropileno         | Adaptador   | PMMA                  |
| Cánula               | Acero inoxidable      | Protector   | Polietileno           |
| Cono ala             | Cloruro de polivinilo | Tubo        | Cloruro de polivinilo |

Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años







# Palomilla de Extracción de Seguridad con Campana Premontada

Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®



Protección de objetos punzantes Surshield®  
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!



| Código producto | Descripción  | Código color  | Unidades Caja | Cartón de envío |
|-----------------|--|---|---------------|-----------------|
| MN-SVS21H18A    | Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield® |  Verde | 25            | 200             |
| MN-SVS21H30A    | Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield® |  Verde | 25            | 200             |
| MN-SVS23H18A    | Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield® |  Azul  | 25            | 200             |
| MN-SVS23H30A    | Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield® |  Azul  | 25            | 200             |

| Código producto | Diámetro Externo |     | Longitud Cánula mm | Longitud Tubo mm |
|-----------------|------------------|-----|--------------------|------------------|
|                 | Gauge            | mm  |                    |                  |
| MN-SVS21H18A    | 21               | 0.8 | 19                 | 180              |
| MN-SVS21H30A    | 21               | 0.8 | 19                 | 300              |
| MN-SVS23H18A    | 23               | 0.6 | 19                 | 180              |
| MN-SVS23H30A    | 23               | 0.6 | 19                 | 300              |

| Componentes | Materiales    |
|-------------|---------------|
| Portatubos  | Polipropileno |

| Componentes palomilla | Materiales            |
|-----------------------|-----------------------|
| Protector Surshield®  | Polipropileno         |
| Cánula                | Acero inoxidable      |
| Cono ala              | Cloruro de polivinilo |
| Tubo                  | Cloruro de polivinilo |
| Adaptador             | Polipropileno         |
| Protector             | Polietileno           |

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*

