

## Analizadores automatizados por inmunofluorescencia

### iCHROMA™ II

- 1 canal.
- Pantalla táctil 7".
- Módulo óptico de fluorescencia mejorado frente a Ichroma I.
- Impresora interna.
- Conectividad LIS/HIS.



### AFIAS-1

- Velocidad media: 10 test/hora.
- 1 canal.
- Conectividad LIS/HIS.
- Muestras: Suero, plasma, sangre total y otros.
- 10  $\mu$ L - 50  $\mu$ L sangre capilar.



### AFIAS-6

- Velocidad media: 36 test/hora.
- 6 canales / 2 puertos.
- Conectividad LIS/HIS.
- Muestras: Suero, plasma, sangre total y otros.
- 10  $\mu$ L - 50  $\mu$ L sangre capilar.



## Pruebas realizables por ichroma II y Sistemas Afias

Hormones	Infeccion	Cardiac
TSH <b>i A</b>	CRP <b>i A</b>	Tn-I <b>i</b>
TSH Plus <b>i</b>	PCT <b>i A</b>	Tn-I Plus <b>i A</b>
T3 <b>i A</b>	PCT Plus <b>i A</b>	CK-MB <b>i A</b>
T4 <b>i A</b>	ASO <b>i</b>	D-Dimer <b>i A</b>
FSH <b>i A</b>	HBsAg* <b>i A</b>	NT-proBNP <b>i A</b>
FSH Plus <b>i</b>	Anti-HBs* <b>i A</b>	Myoglobin <b>i A</b>
Progesterone <b>i</b>	Anti-HCV* <b>i A</b>	hsCRP <b>i</b>
hCG <b>i</b>	Rota Feces <b>i A</b>	
βhCG <b>i A</b>	Rota/Adeno Feces <b>i A</b>	<b>Cancer</b>
βhCG Plus <b>i</b>	Noro Feces <b>i A</b>	PSA <b>i A</b>
LH <b>i A</b>	Dengue NS1 Ag <b>i</b>	PSA Plus <b>i</b>
LH Plus <b>i</b>	Dengue IgG/IgM <b>i</b>	AFP <b>i A</b>
PRL <b>i A</b>	Zika IgG/IgM <b>i</b>	AFP Plus <b>i</b>
Testosterone <b>i A</b>	HIV Ag/Ab* <b>i A</b>	CEA <b>i A</b>
Cortisol <b>i A</b>	Influenza A/B <b>i</b>	CEA Plus <b>i</b>
	Strep A <b>i</b>	iFOB Feces <b>i</b>
<b>Diabetes</b>	Influenza/RSV* <b>i</b>	
HbA1c WB <b>i A</b>		<b>Others</b>
Microalbumin <b>i A</b>	<b>Rheumatoid Arthritis</b>	Ferritin <b>i A</b>
Cystatin <b>i</b>	RF IgM <b>i</b>	Vit D <b>i</b>
	Anti-CCP <b>i</b>	

**i** =Sistema ichroma II      \*próxima aparición  
**A** =Sistema Afias            durante el 2018