

MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Envases seguros para BIOPSIAS

La gama más completa del mercado para biopsias
SecurBiop®, SecurBiop®Double y FORMALeasy®

SecurBiop® 900 mL-1200 mL-2000 mL



SecurBiop® Double
20 mL-30 mL
10+10 mL



SecurBiop® Double 300 mL



SecurBiop® 20 mL



SecurBiop® 60 mL



SecurBiop® 10+10 mL



FORMALeasy® 5-10 mL


SECUR BIOP®


FORMALeasy

SecurBiop® 900-1200-2000 mL

Ref	Ref	Ref
MOL-SB-900	MOL-SB-1200	MOL-SB-2000
Pres.	Observaciones	
Cajas de 4 unidades	Biop. 1900 cm ³	



Biopsia de próstata. Extracción de órganos completos o partes de órganos. Bandeja de porta biopsias (Puede contener hasta 10 cassettes de histología).

El 900 mL cubre 2 bandejas de cassettes
El 1200 mL cubre 3 bandejas de cassettes
El 2000 mL cubre 5 bandejas de cassettes

SecurBiop® Double 300 mL

Ref	Observaciones
MOL-S300	
Pres.	Observaciones
Cajas de 25 unidades	Biop. 15 cm ³



Colecistectomía. Cirugía General. Biopsia de próstata. Biopsia ginecológica.

El de 300 mL puede contener hasta 15 cassettes de histología

SecurBiop® 60 mL

Ref	Observaciones
MOL-SB-60	
Pres.	Observaciones
Cajas de 10x8-80 unidades	Biop. 3,5 cm ³



Colecistectomía. Biopsia de piel. Biopsia de próstata. Polipectomía

Puede contener hasta 3 cassettes de histología

SecurBiop® Double 20 mL-30 mL-10x10 mL

Ref	Ref	Pres.
MOL-SD20	MOL-SD30	Cj. 20x8-160 unidades
Ref		Pres.
MOL-SD10+10 FISI		Cj. 10x16-160 unidades



20-30. Biopsia pulmonar. Biopsia de piel. Biopsia ósea. Biopsia de mama. Biopsia hepática. Polipectomía.

10x10. Biopsia Gastro-intestinal. Biopsia hepática. Biopsia ginecológica. Biopsia pulmonar

SecurBiop® 10+10 mL

Ref	Observaciones
MOL-SB-10+10	Biop. 1 cm ³
Pres.	
Cajas de 10x14-140 unidades	



G.I. (Tracto gastrointestinal). Biopsia hepática. Biopsia del endometrio. Biopsia pulmonar.

SecurBiop® 20 mL

Ref	Observaciones
MOL-SB-20	
Pres.	Observaciones
Cajas de 20x12-240 unidades	Biop. 1 cm ³



Polipectomía. Biopsia hepática. Biopsia de piel. G.I. (Tracto gastrointestinal). Biopsia ósea. Biopsia de mama. Biopsia pulmonar.

FORMALeasy® 10 mL

Ref	Ref	Observaciones
MOL-FE-10	MOL-SB-5	
Pres.		Observaciones
Caja completa de 100 unid		Biop. 3,5 mm Ø



G.I. (Tracto Gastro-Intestinal). Biopsia del endometrio. Biopsia ósea. Biopsia hepática. Biopsia pulmonar.

Las aplicaciones descritas en este folleto no son más que sugerencias de uso. La elección final del envase dependerá en último término del profesional sanitario/usuario final de los mismos.

Novokit

Novokit® es un kit de respuesta de emergencia específicamente diseñado para contener de manera segura y limpiar hasta 2,5 litros de formol derramado.

Este kit es un artículo esencial en el ámbito sanitario, especialmente en los departamentos donde los profesionales tienen que manejar cantidades considerables de formol en su trabajo cotidiano.

Contenido de novokit®:

Neutralizador de formaldehído novok® de 500ml, solidificador de formaldehído novok-pow® de 200g, guantes de nitrilo, gafas con ventilación directa, escobilla y recogedor, respirador con filtros para formaldehído, almohadilla absorbente, bata de hospital desechable, bolsa para material biológico peligroso, cubre-zapatos, señal de "Precaución", hoja de instrucciones,

