

Inmunología

INMULITE®

Sistema de Inmunoensayo IMMULITE® 2000



El sistema IMMULITE 2000 ofrece una confianza demostrada, con un extenso menú que cubre una amplia gama de técnicas de rutina y esotéricas.


- El programa de fácil navegación ofrece una óptima gestión de información, desde la solicitud remota de pruebas a sofisticados análisis de resultados.
- El sistema realiza pruebas de alergia (alérgenos específicos y mezclas) de modo rutinario junto con otros inmunoensayos.
- El SMS se puede unir para conseguir un aumento de la capacidad de muestras y posibilidad de unión a sistemas basados en cadenas.

Sistema de Inmunoensayo IMMULITE® 1000



El compacto sistema de sobremesa IMMULITE 1000 incorpora un extenso menú, facilidad de manejo, fiabilidad, robustez, y un rendimiento excelente.

- El programa basado en Microsoft® XP controla los reactivos a bordo y posibilita la dilución automática e identificación positiva de muestras.
- La capacidad turbo proporciona resultados en 15 minutos para pruebas urgentes críticas incluyendo los marcadores cardíacos.
- troponina I, CK-MB y mioglobina, así como para iPTH y hCG.
- El sistema ofrece un rendimiento de hasta 120 resultados por hora y una capacidad de funcionamiento sin intervención manual de 500 pruebas.



Pruebas Sistema IMMULITE® 2000/1000

Adrenal / Pituitary

- ACTH
- Cortisol

Allergy

- AlaTOP® Allergy Screen
- ECP
- Total IgE

Anemia

- EPO
- Ferritin
- Folic Acid
- Homocysteine
- Vitamin B12I

Bone Metabolism

- Calcitonin
- Osteocalcin
- Intact PTH
- Turbo Intact PTH
- Pylilinks®-D

Diabetes

- Urinary Albumin
- C-Peptide
- Insulin

Infectious Disease

- CMV IgG
- CMV IgM
- H. pylori IgG
- Anti-HBc
- Anti-HBc IgM
- HBsAg
- HBsAg Confirmatory
- Anti-HBs
- Herpes I & II IgG
- Rubella Quantitative IgG
- Rubella IgM
- Toxoplasma Quantitative IgG
- Toxoplasma IgM (μ -Capture) (1)

TDM

- Carbamazepine
- Digitoxin
- Digoxin
- Phenobarbital
- Phenytoin
- Theophylline

Thyroid Function

- Free T3
- Total T3
- Free T4
- Total T4
- TBG
- Thyroglobulin
- Anti-Tg Ab
- Anti-TPO Ab
- Thyroid Uptake
- Rapid TSH
- Third Generation TSH

Tumor Markers

- AFP
- BR-MA (CA15-3)
- CEA
- GI-MA (CA19-9)
- OM-MA (CA125)
- PAP
- PSA
- Free PSA
- Third Generation PSA
- TPSTM

Reproductive Endocrinology

- AFP (NTD)
- Androstenedione
- DHEA-SO₄
- Estradiol
- Unconjugated Estriol
- FSH
- HCG (Total HCG)
- Turbo HCG
- Free Beta HCG
- LH
- PAPP-A
- Progesterone
- Prolactin
- SHBG
- Total Testosterone

Growth

- Growth Hormone
- IGF-I
- IGFBP-3

Turbo Assays

- CK-MB
- D-Dimer
- HCG
- Myoglobin
- NT-proBNP
- Intact PTH
- Troponin I

Cardiovascular

- CK-MB
- Turbo CK-MB
- HS CRP
- Turbo D-Dimer
- Myoglobin
- Turbo Myoglobin
- Turbo NT-proBNP
- Troponin I
- Turbo Troponin II

Veterinary

- Canine Total T4
- Canine TLI
- Canine TSH

Inflammation Markers

- High Sensitivity CRP
- IL-1 β
- IL2R
- IL-6
- IL-8
- IL-10
- LBP (Lipopolysaccharide Binding Protein)
- TNF α
-

Other Analytes

- Beta-2 Microglobulin
- Cannabinoids (THCA)
- Gastrin
- Nicotine Metabolite